

適用動物

豬



羊



# MSU2

## 超音波測孕器



- 機器淨重1100g  
小巧輕便



- 可左右手依習慣使用  
· 減輕操作疲勞



- 手持或懸掛佩戴  
● 遮光罩三段可調



- 大容量鋰電池·低功耗設計  
支援用戶長達6小時使用

### 應用效益

- 使用測孕器進行早期懷孕監測後，準確率較以往大幅提高，最早可在豬配後18天檢出是否懷孕，避免空懷時飼料的浪費。
- 間接經濟效益還包括增加產仔數，提高生產效率，及時發現疾病和疫情等。



波克生醫股份有限公司

## 測孕 · 背脂測量(手動或自動)



# MSU2 超音波測孕器

## 適用動物

豬、羊等動物。

## 應用範圍

### ● 妊娠診斷

測孕器可在豬配種18天後檢出該豬是否懷孕，和傳統方法相比，每頭未懷孕的豬可平均節約12天時間。

### ● 診斷胎體狀態

透過胎體的心率測量，判斷胎兒是否為死胎或木乃伊。

### ● 檢查母豬子宮機能

可診斷母豬子宮蓄膿和子宮積液等繁殖障礙疾病。



## 主要功能

- 圖像儲存100張。
- 局部放大功能。
- 影像可切換8種顏色(含黑白)。
- 懷孕測量：豬、牛、羊、狗、貓、馬、駱駝的孕週和預產期。
- 懷孕報告功能。
- 背脂測量，可手動或自動測得厚度。
- USB隨身碟儲存功能。
- 雙電源供電，內建大容量鋰電池，可支援機器工作6小時以上。



## 產品規格

掃描深度：256mm

探頭型式：扇形機械

探頭頻率：3.5MHz

影像模式：B 模式

顯示模式：B、2B、4B、B/M、M五種

灰階：256級

電池續航力：5~6小時

尺寸 (cm)：本體 21.2 x 15.4 x 高5  
探頭，線長200

重量 (g)：本體 1100，探頭

## 圖像顯示



空懷子宮角



豬妊娠第28天



子宮積液或蓄膿



狗膀胱

※文宣品顯示內容及規格波克生醫皆保有隨時修改之權利，如有任何變更恕不另行通知。



波克生醫

波克生醫股份有限公司  
POC Medical Inc.

(04) 885 5173 彰化縣溪湖鎮美溪路一段30號



歡迎加入波克家族

LINE@

2024/10