

超音波系列

測孕
子宮疾病
腰眼
深度
背脂

X5 超音波三用測孕器



產編：SOSA006

技術規格

顯示器：Apple iPad (另購)
探頭頻率：5 MHz
掃描深度：45 - 120 mm
探頭型式：電子 (線性陣列)
影像模式：B 模式
灰階：256 級
電池續航力：4 小時
探頭寬度：40 mm
尺寸：145 x 45 x 40 mm
重量：< 300 g

保固期：12個月，電池6個月

產品特色

- WiFi 無線傳輸影像，提升現場工作安全性和方便性
- 精準測得 - 腰眼深度+背脂+測孕，三用之全功能探頭
- 貼心腕吊帶不擔心探頭掉落，方便畜牧現場操作使用
- 免費專用App 即時顯示，影像凍結/存儲/瀏覽/回放
- 使用 iPad 平板裝置之App 增加母豬懷孕檢查結果，線上記錄功能

*文宣品顯示內容，規格波克生醫皆保有隨時修改及終止之權利，如有任何變更內容將於網站公佈，恕不另行通知。



波克生醫

波克生醫股份有限公司
POC Medical Inc.

(04) 885 5173 彰化縣溪湖鎮美溪路一段30號



歡迎加入波克家族

LINE@

2022/04